




FAMED SAĞLIK TIBBİ CİHAZLAR
İTH. İHRC. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.



Taşıyabilir Veteriner Endoskop Sistemi

FMD-250H



www.famed.com.tr




info@famed.com.tr

CMOS+LED Teknolojisi



Fiber olmayan tasarım, bakımı dayanıklı ve kolay hale getirir.




Özellikleri



Çok fonksiyonlu Düğmeler


① Yakınlaştırma ② Yakalama/Kaydetme ③ Dondurma




Su/Hava Nozulu



4 Yönlü Saptırma




Büyük Kanal



HD 720P


Taşınabilir



10 inç Monitör



4 inç Monitör



HD 720P





Özellikleri

Model	Ekleme Tüp	Çalışma Kanalı	Çalışma Uzunluğu	Çalışma Uzunluğu	Su / Hava Ağızlığı	Yüksek Netlik	Bükme	Görüş Açısı
FMD-250H	5.8mm	2.8mm	1500mm	Evet	1280*720	U180° D130°	L120° R120°	120°

Küçük Hayvan Uygulamaları

Özel su/hava nozulu ve büyük çalışma kanalıyla FMD-250H, küçük hayvan gastroskopisi için idealdir




Büyük Hayvan Uygulamaları

1,5 metre uzatılmış çalışma uzunluğuyla ve büyük çalışma kanalı sayesinde FMD-250H idealdir. Üst ve alt dahil olmak üzere at uygulamaları için alt hava yolu endoskopisi, sinüzoskopi, vaginos kopyası ve histeroskop



Emme



Su/hava Pompası



Alet

