

İki uçlu temizleme fırçası



ENDOcept

Veteriner Tek Kullanımlık Temizleme Fırçası

Kanal temizleme fırçası,

- Biyopsi Forseps kanal temizliği için kullanılır.

Temizleme Fırçası



Endoskop	Kod	İsim	fırça başlığı Çapı (mm)	Tüp Dış Çap (mm)	Uzunluk (mm)	Fırça Başlığı Tipi
FMD-120	23.05.0002	1.0 Temizlik fırçası	2.0	1.0	1100	Tek Taraflı
FMD-130	23.05.0011	1.0x1.3 Temizlik fırçası	2.0	1.0	1500	Tek Taraflı
FMD-140H	23.05.0003	2.0 Temizlik fırçası	5.0 & 7.0	1.7	2300	İkili
FMD-150H	23.05.0003	2.0 Temizlik fırçası	5.0 & 7.0	1.7	2300	İkili
FMD-EU-120	23.05.0002	1.0 Temizlik fırçası	2.0	1.0	1100	Tek Taraflı
FMDEU-130	23.05.0011	1.0 x1.3 Temizlik fırçası	2.0	1.0	1500	Tek Taraflı
FMD-EU-140H	23.05.0003	2.0 Temizlik fırçası	5.0 & 7.0	1.7	2300	İkili
FMD-EU-150H	23.05.0003	2.0 Temizlik fırçası	5.0 & 7.0	1.7	2300	İkili
FMD-GU-160H	23.05.0003	2.0 Temizlik fırçası	5.0 & 7.0	1.7	2300	İkili
FMD-GU-180H	23.05.0003	2.0 Temizlik fırçası	5.0 & 7.0	1.7	2300	İkili
FMD-GU-190H	23.05.0003	2.0 Temizlik fırçası	5.0 & 7.0	1.7	2300	İkili
FMD-GU-190HL	23.05.0003	2.0 Temizlik fırçası	5.0 & 7.0	1.7	2300	İkili
FMD-GU-1B0H	23.05.0003	2.0 Temizlik fırçası	5.0 & 7.0	1.7	2300	İkili