



FAMED SAĞLIK TIBBİ CİHAZLAR  
İTH. İHRC. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

**FMD-2023**

Veteriner Endoskopi Kapsamlı Çözümü



**ÜRÜN  
KATALOG**



[www.famed.com.tr](http://www.famed.com.tr)



[info@famed.com.tr](mailto:info@famed.com.tr)

# Veteriner Gastroskop Sistemi GU Serisi



21,5 inç  
görüntü işlemcisi


LED ışık kaynağı

Gastroskop

Servis Masası



## Özellikler



### İş Alanları

- Görüntü İşlemcisi: 21,5 inç dokunmatik ekranlı tıbbi sınıf monitör
- İş İstasyonu: Tıbbi verileri gerçek ve doğru bir şekilde geri yükleyin
- Yüksek parlaklık, yüksek kontrast oranı ve geniş görüş açısı
- Profesyonel tıbbi rapor yönetim sistemi

### Işık Kaynağı



- Yüksek parlaklıktaki LED, iyi renk restorasyonu ve uzun çalışma ömrü
- Dokunmatik ekran kontrolü, kullanıcı dostu etkileşimli arayüz
- Çeşitli sahnelere uygun 9 seviyeli parlaklık
- Hepsi bir arada ışık kaynağı + su/hava pompası

### Gastroskop



- Yüksek çözünürlüklü sistem, 720P çözünürlüklü CMOS teknolojisi
- Endoskop sapının ergonomik tasarımı
- 4 yönlü açılımla daha verimli işbirliği
- Geniş açılı görünüm 120°

## Avantajları




### Tıbbi Kayıt Yönetim Sistemi

- Tıbbi raporu gerçekten geri yükleyin ve doğru bir şekilde destekleyin rapor yazdırma



### Harika Manipülasyon

- Ergonomi tasarımı
- Dokunmatik ekran akıllı işlevler
- Çok işlevli düğmeler açık endoskop kolu



### Yüksek Çözünürlüklü 2.0 Megapiksel

- CMOS teknolojisi ile Daha iyi için 1080P çözünürlük izleme deneyimi

## Teknik parametreler

### GU Serisi

Model	Dış Çap	Çalışma Kanalı	Çalışma Uzunluğu	Aşağı / Yukarı	Sol/Sağ	Görüş Açısı	Fonksiyon Tuşları	Su Jeti	Çözünürlük
FMD-160H	6.8mm	2.2mm	1500mm	U210°/D130°	L100°/R100°	120°	1	/	HD
FMD-170Q	7.8mm	2.8mm	1500mm	U180°/D130°	L100°/R100°	120°	3	/	HD
FMD-170FH	7.8mm	2.2mm	1500mm	U180°/D130°	L100°/R100°	140°	3	/	FHD
FMD-190FHP	9.2mm	2.8mm	1500mm	U180°/D130°	L100°/R100°	140°	3	Evet	FHD
FMD-190FHPL	9.2mm	2.8mm	3000mm	U180°/D130°	L100°/R100°	140°	3	Evet	FHD
FMD-1B0FHPL	11.5mm	3.2mm	3500mm	U180°/D130°	L160°/R160°	140°	3	Evet	FHD

### Işık Kaynağı L-10

Model	Güç Tüketimi	Işık	Hava Basınç Pompası	Çap	Parlaklık	Hava Pompası
FMD-10	140W	LED	45Kpa-65Kpa	∅ 8.5mm	9 Seviye	3 Seviye