

Veteriner Tek Kullanımlık Taş Çıkarma Basketi

ENDOcept

Genel özellikler

- İtme, çekme ve döndürme fonksiyonları ile yenilikçi tutacak tasarımı, safra kesesi taşlarının ve yabancı maddenin yakalanması daha kolay,
- Tutacak üzerindeki enjeksiyon portu ile birlikte kontrast ortamının enjeksiyonuna uygun
- Gelişmiş alaşımlı materyalden yapılmıştır ve çıkarılması zor olan taşlardan sonra bile şeklini korur

Kullanım Amacı

Safra kanalından safra kesesi taşlarının çıkarılması ve üst ve alt sindirim bölgelerinden yabancı maddelerin çıkarılması



Model	O.D. (mm)	Uzunluk (mm)	Endoskopi Kanalı (mm)	Özellikleri	Açıklamala (mm)
FMD-RB-E4NN-1840-18120	1.0	120	1.0	Hammadde: Nitinol	Tek Kullanımlık Sepet



Model	O.D. (mm)	Uzunluk (mm)	Endoskopi Kanalı (mm)	Özellikleri	Açıklamala (mm)
FMD-RB-E4NN-1840-18120	1.8	160-230	2.0	Hammadde: Nitinol	Tek Kullanımlık Sepet

