




FAMED SAĞLIK TIBBİ CİHAZLAR
İTH. İHRC. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.



Taşınabilir USB Veteriner Endoskopisi




www.famed.com.tr

info@famed.com.tr




CMOS+LED Teknolojisi

Fiber olmayan tasarım, bakımı dayanıklı ve kolay hale getirir.



Özellikleri




HD Resim

720P Yüksek Çözünürlük



CMOS+LED

Lif Yok



Büyük Kanal


2.8mm



Çok fonksiyonlu Düğmeler


① Beyaz Denge ② Parlaklık ③ Dondurma

Uygulama



FMD-140H (Φ4.8mm)

Ev hayvanları üst ve alt solunum yolu.



FMD-150H (Φ5.8mm)

Büyük hayvan üst ve alt solunum yolu

Özellikleri

Model	Yerleştirme Tüpü	Çalışma Kanalı	Çalışma Uzunluğu	Bükme	Dönme	Görüş Açısı
	4.8mm	2.0mm	1000mm	U180°, D130°	L120°, R120°	120°
	5.8mm	2.8mm	1500mm	U180°, D130°	L120°, R120°	120°