

# Veteriner KBB Görüntüleme Cihazı



✉ | [info@famed.com.tr](mailto:info@famed.com.tr)

🔍 | [www.famed.com.tr](http://www.famed.com.tr)



FAMED SAĞLIK TIBBİ CİHAZLAR  
İTH. İHRC. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.



Yerleşik 1,6 inç ekran, görüntüleri doğrudan görüntüleyerek ek ekran yapılandırmasına ihtiyaç duymadan hafif ve yüksek çözünürlüklü görüntüleme sunar.

## Veteriner KBB Görüntüleme Cihazı

- ❗ Kolay kullanım için kayan anahtar düğmeleri.
- ❗ Tek elle kullanım için kullanışlı, kaymaz kamera düğmesi.
- ❗ Farklı ihtiyaçları karşılamak için farklı çap ve uzunluklarda dört tipte tek kullanımlık kulak spekulumu mevcuttur.
- ❗ Ergonomik tek elle kullanım için tasarlanmış konforlu, kaymaz sap.
- ❗ Kullanım sırasında daha fazla konfor için düşmeyi önleyici bağlantı tasarımı.
- ❗ PC, cep telefonu ve tablet dahil olmak üzere çeşitli ekranlara kolay bağlantı.
- ❗ Ekipman tarafından desteklenen video yazılımı:

### Özellikleri

Özellikler	39036FMD	39056FMD	39150FMD
Dış çap		3.9 mm	
Uzunluk	36 mm	56 mm	150 mm
Görüş derinliği		5-30 mm	
Bakış açısı		≥88°	
Çözünürlük		640x480	
İletim modu		Doğrudan ekran WIFI bağlantısı	
Güç kaynağı modu		Lityum pilin şarj edilmesi	
Şarj yöntemi		şarj cihazı	