





Tek Kullanımlık Video Endoskopi Sistemi



Tek Kullanımlık Dijital Endoskopi

Model No.	Ekleme Parçası (mm)	Çalışma Kanalı (mm)	Görüş Alanı	Alan derinliği (mm)	İşlemci	Çalışma Uzunluğu (mm)	Sapma	Yön Görünüm
FMD-SZQA-2812	Φ2.8	1.2	120°	5-50	SP-TXCLQ 12.1	1000	180° yukarı 180° aşağı	0° İleri Görüntüleniyor
FMD-SZQA-3816	Φ3.8	1.6						
FMD-SZQA-4222	Φ4.2	2.2						
FMD-SZQA-4826	Φ4.8	2.6						
FMD-SZQA-5832	Φ5.8	3.2						
FMD-SZQB-4816	Φ4.8	1.6	140°	1-80	Çıktı (USB)			
FMD-SZQB-5826	Φ5.8	2.6						

Sapma Açısı
180° ± 10°



Ürün uygulaması

Solunum yolu tanı ve cerrahisi:
Prosedürler lezyon gözlemine ve biyopsiyi içerir.



Tek Kullanımlık Video Endoskopi Sistemi



- Harici ekran aracılığıyla gelişmiş fotoğraf ve video çekimi
- Daha keskin, daha gerçekçi elektronik görüntüleme
- Çapraz enfeksiyonu önleyerek gelişmiş cerrahi güvenlik
- Ürünün eskimesi ve performans düşüşü nedeniyle gözlem kalitesinin azalmasının önlenmesi
- Yerleştirme tüpü için dezenfeksiyon ve bakım gerekliliklerinin ortadan kaldırılması yoluyla maliyetin azaltılması
- Verimliliği artırmak için önemli ölçüde azaltılmış prosedür ve artikülasyon süresi

İşlemci

İşlemci Modeli	SP-TXCLQ12.1	
Güç Kaynağı Girişi	DC 12V	
Ekran boyutu	12.1"	
Çözünürlük	1280*800	
Depolamak	≥16G	
Harici arayüz	Tip-C, HDMI Çıkışı, üç fazlı güç arayüzü	
Ekran Tipi	Kapasitif dokunmatik ekran	
İşlemci Modeli	SP-TXCLQ-02-3.5	
Tasarım	Taşınabilir	
Ekran Tipi	3,5" IPS Ekran	
Ekran Döndürme Açısı	Yukarı160°, aşağı 30°	
Çözünürlük	640x480	
Pil	2000mah	
Harici arayüz	Type-C, MINI HDMI	

FAMED SAĞLIK TIBBİ CİHAZLAR İTH. İHRC. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Address:: Cevizli Mh. Hacılar Cd. No:44/A Kartal - İstanbul / TURKEY

Phone : +90 216 597 0 567 / +90 216 441 29 99 **Fax:** +90 216 397 15 15

W: www.famed.com.tr **E:** info@famed.com.tr

| www.famed.com.tr