



BIORAD®

READY SPRAY MENDİL

Yer Yüzey Dezenfektanları



AMBALAJ ŞEKİLLERİ

Açıklama	Ambalaj
25 Adet	Koli

KİMYASAL BİLEŞİMİ:

Benzalkonyumklorür, Didecyldimethylammoniumchloride ve yardımcı maddeler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

Ready Spray kullanıma hazır, bileşimindeki quaterner amonyum bileşikleri sayesinde antimikrobiyal etki spektrumu geniştir. Aldehit, fosfat ve alkol içermez. Korozyon inhibitörü içerdiğinden, metal aksamli yüzeylerde kullanımı önerilir. Ready Spray, cam, seramik, silikon, plastik (pleksiglas dahil), ahşap ve paslanmaz çelik malzeme ile uyumludur.

KULLANIM ALANLARI:

Hızlı dezenfeksiyona ihtiyaç duyulan; Özellikle küvözlerde, hastanelerdeki tüm yatay ve dikey yüzeylerin, PVC/epoksi alanların yerlerin, duvarların, ultrason proplar, küvözler,dental alanda kullanılan aeratörler ve mikromotor başlıkları, KBB ünitelerinde dezenfeksiyon zorunlu tıbbi cihaz ve makinelerin temizliğini aynı zamanda dezenfeksiyonunu, ameliyathanelerin, yoğun bakım odalarının temizliğinde ve dezenfeksiyonunda kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ

Dezenfekte edilecek yüzeyler Ready Spray Mendil ile silinir, etki süresi beklenir.

ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİ:

Bakterisid , Fungusid, Virüs, Mikobakterisid, Tuberkülosid