



BIORAD®

AQUA OXYGEN

Endoskop ve
Alet Dezenfeksiyon



AMBALAJ ŞEKİLLERİ

Açıklama	Ambalaj
1 litre PE şişe	20×1 L
5 litre PE bidon	4×5 L
10 litre PE bidon	1 adet

KİMYASAL BİLEŞİMİ:

Hidrojen peroksit,deiyonize su

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

Aqua Oxygen, hidrojen peroksit bazlı tıbbi aletleri dezenfekte etmek için kombine edilmiş aldehit ve fenol içermeyen. Alet dezenfektanıdır. Korozyon önleyici maddeler içerir.

KULLANIM ALANLARI:

Aqua Qxygen cerrahi tıbbi aletlerde, diş hekimliğinde septik skotlerin temizlenmesinde ve kanal temizliğinde ve dezenfeksiyonunda kullanılır. Antiseptik-dezenfektan olarak cerrahi amaçlı, diş hekimliğinde septik skotlerin temizlenmesinde ve kanal temizliğinde,kulak damlası olarak mumlaşmış kirlerin alınmasında kullanılır. Cam, seramik, silikon, plastik, akrilik, polimer, polikarbon, polistren, HDPE, porselen ve paslanmaz çelik malzemelerle uyumludur.

ANTİMİKROBİYAL ÖZELLİKLERİ:

Bakterisid, Fungusid, Virüsid, Tüberkülosid, Mikobakterisid