



# KAN SAYIM REAKTİFLERİ



## FAMED CLEANER M-30P REAKTİF TEMİZLİK KİMYASALLARI

FAMED CLEANER M-30P Reaktif Temizlik Kimyasalları (Rinse, Cleaner) Cihazın dâhilî hortumlarının (tubing), banyolar ve diğer gereken kısımlarının otomatik olarak temizlenmesinde kullanılan bir tür deterjandır. Cihazın hidrolik sisteminin ıslak kalmasını sağlayan bir vasıta olarak da işlev görür. Cihaz her numune sayımından sonra otomatik olarak kendini temizleyerek bir sonraki sayıma hazır hâle gelir. 8 Enzimatik temizleyiciler enzim tabanlı, izotonik temizlik solüsyonlarıdır. Tubing ve karışım banyolarının temizlenmesi ve ıslatılmasında kullanılır. Cihazın temas ettiği plastik kısımlarının özelliklerine zarar vermeyecek şekilde hazırlanmıştır.



## MARKA KAN SAYIM REAKTİFLERİ

Mindray Serisi- Medica Serisi- Konelab Serisi - Erba Serisi – Beckman Serisi – Dirui Serisi – Olympus Serisi – Abbott Serisi – Roche Serisi – Randox Serisi – Human Serisi – Siemens Serisi – Medonic Serisi – Swelab Serisi – Hemacell Serisi – Abx Micros Serisi – Diatron serisi -Sysmex -Pentra serisiNihon Kohden Celltac Serisi - Sysmex 3-diff Serisi- Horiba ABX Micros 60/45 SerisiSysmex XS/ XT/ XE Serisi-

**FAMED SAĞLIK TIBBİ CİHAZLAR İTH. İHRC. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.**

**Address::** Cevizli Mh. Hacılar Cd. No:44/A Kartal - İstanbul / TURKEY

**Phone :** +90 216 597 0 567 / +90 216 441 29 99 **Fax:** +90 216 397 15 15

**W:** www.famed.com.tr **E:** info@famed.com.tr

✉ | info@famed.com.tr

🔍 | www.famed.com.tr