



KAN SAYIM REAKTİFLERİ



FAMED DİLÜENT M-30D İZOTONİK REAKTİFLER

FAMED DİLÜENT M-30D İzotonik Reaktifler (Diluent) Tam kanda kanı oluşturan hücreler birbirine çok yakındır. Bu hâli ile kandaki hücrelerin sayımının yapılması mümkün değildir. Bu nedenle sayım işleminden önce bu hücrelerin daha seyrek hâle getirilerek ölçüm aralığından (aperture) teker teker geçmeleri sağlanmalıdır. Bu işlem dilüent reaktifi ile gerçekleştirilir.

Hücrelerin sayım işlemi için gerekli iletken ortamda kanın bu reaktif ile sulandırılması sonucu sağlanmış olur. Bu reaktif elektrolitik özelliğe sahiptir. Elektrik akımını iletir. Serum fizyolojik bir sıvıdır (isotonic). Kanın plazmasına benzer bir işlev görerek sayımı yapılacak hücrelerin belirli bir süre boyut özelliklerini yitirmeden durumlarını muhafaza etmelerini sağlar.



MARKA KAN SAYIM REAKTİFLERİ

Mindray Serisi- Medica Serisi- Konelab Serisi - Erba Serisi – Beckman Serisi – Dirui Serisi – Olympus Serisi – Abbott Serisi – Roche Serisi – Randox Serisi – Human Serisi – Siemens Serisi – Medonic Serisi – Swelab Serisi – Hemacell Serisi – Abx Micros Serisi – Diatron serisi -Sysmex -Pentra serisiNihon Kohden Celltac Serisi - Sysmex 3-diff Serisi- Horiba ABX Micros 60/45 SerisiSysmex XS/ XT/ XE Serisi-

FAMED SAĞLIK TIBBİ CİHAZLAR İTH. İHRC. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Address:: Cevizli Mh. Hacılar Cd. No:44/A Kartal - İstanbul / TURKEY

Phone : +90 216 597 0 567 / +90 216 441 29 99 Fax: +90 216 397 15 15

W: www.famed.com.tr E: info@famed.com.tr

✉ | info@famed.com.tr

🔍 | www.famed.com.tr