



KAN SAYIM REAKTİFLERİ



FAMED LYSE M-30CFL HEMOLİZE REAKTİFLER (LYSER) WBC

FAMED LYSE M-30CFL Hemolize Reaktifler (Lyser) WBC (İökosit) sayımı yapılmadan önce RBC (eritrosit) hücrelerinin yok edilmesi sağlanmalıdır. Lyser eritrosit hücrelerinin zarlarını çok hızlı bir şekilde parçalayarak yok eder. Bu parçalama işleminden sonra WBC sayımı gerçekleştirilir. Bu reaktif hemoglobin konsantrasyonunun belirlenmesinde de rol oynar. Lyser ile hemoglobinin birleşmesinden ortaya çıkan karışımın absorbanı hemoglobinin konsantrasyonu ile ilişkilidir.



MARKA KAN SAYIM REAKTİFLERİ

Mindray Serisi- Medica Serisi- Konelab Serisi - Erba Serisi – Beckman Serisi – Dirui Serisi – Olympus Serisi – Abbott Serisi – Roche Serisi – Randox Serisi – Human Serisi – Siemens Serisi – Medonic Serisi – Swelab Serisi – Hemacell Serisi – Abx Micros Serisi – Diatron serisi -Sysmex -Pentra serisiNihon Kohden Celltac Serisi - Sysmex 3-diff Serisi- Horiba ABX Micros 60/45 SerisiSysmex XS/ XT/ XE Serisi-

FAMED SAĞLIK TIBBİ CİHAZLAR İTH. İHRC. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Address:: Cevizli Mh. Hacılar Cd. No:44/A Kartal - İstanbul / TURKEY

Phone : +90 216 597 0 567 / +90 216 441 29 99 **Fax:** +90 216 397 15 15

W: www.famed.com.tr **E:** info@famed.com.tr

✉ | info@famed.com.tr

🔍 | www.famed.com.tr