



FAMED SAĞLIK TIBBİ CİHAZLAR  
İTH. İHRC. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

# DERMATOSKOP DE-400



## Özellikleri

- 10 x Büyütme
- 45 mm geniş görüş alanı
- Polarize, polarize olmayan, ve kehribar rengi ışık
- Çıkarılabilir koruyucu cam
- Otomatik kapanma
- Evrensel Telefon Adaptörü
- 10-15mm Yakın Odaklama
- Tamamı metal gövde




*Dermatoskop, neşter gibi, eğitilmiş ellerde muhteşem bir alettir. Aynı zamanda dermatoloğun veya dermascope uygulamasının yardımıyla kendi kendine teşhis koymak için de harika bir araçtır.*

## Teknik Bilgiler

	<b>Malzeme</b>	Alüminyum ve Cam
	<b>Optik Tasarım</b>	Tamamı cam, 4 elemanlı 4 grup, yansıma önleyici kaplama
	<b>Mercek Çapı</b>	45mm
	<b>Büyütme</b>	10X
	<b>Çarpıtma</b>	%5
	<b>Polarizasyon</b>	3 LED beyaz polarizesiz, 9 LED beyaz polarize
	<b>Çözünürlük</b>	300 LP/MM (Eksen) 250 LP/MM (Kenar)
	<b>Led Tipi</b>	SMD LED boncuklar
	<b>Pil Kapasitesi</b>	200mAh Lityum iyon
	<b>Dolum</b>	USB-C
	<b>Çalışma Zamanı</b>	90 dakika

Address:: Cevizli Mh. Hacılar Cd. No:44/A Kartal - İstanbul / TURKEY  
Phone : +90 216 597 0 567 / +90 216 441 29 99 Fax: +90 216 397 15 15

 [www.famed.com.tr](http://www.famed.com.tr)

 [info@famed.com.tr](mailto:info@famed.com.tr)