


# DERMATOSKOP PRO DE-4100



FAMED SAĞLIK TIBBİ CİHAZLAR  
İTH. İHRC. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.



Polarizasyonsuz



UV

## DERMATOSKOP PRO

### Teknik Bilgiler

Material	Alüminyum ve Cam
Optical Design	Tamamı cam, 4 elemanlı 3 grup, yansıma önleyici kaplama
Lens Diameter	33 mm (ön); 33mm(arka)
Magnification	10X
Distortion	8%
Polarization	Polarizasyon ve polarizasyonsuz UV 12 LED beyaz polarize
Resolution	300 LP/MM (Eksen) 250 LP/MM (Kenar)
LED Type	SMD LED boncuklar
Battery Capacity	1000mAh Lityum iyon
Charging	USB-C
Working Time	3-6 saat

### Özellikleri

- 10 x Büyütme
- 32 mm geniş görüş alanı
- Polarize, polarize olmayan ve amber ışık aydınlatma
- Çıkarılabilir koruyucu cam
- Otomatik kapanma
- Birlikte verilen adaptör tüm telefonlara uyur
- Çıplak gözle algılama
- 3'lü parlak LED aydınlatma ışıkları parlaklık kontrolü seviyeleri
- Tamamı metal gövde



[www.famed.com.tr](http://www.famed.com.tr)



[info@famed.com.tr](mailto:info@famed.com.tr)



## DERMATOSKOP PRO Aksesuarlar DE-4100



### EVRENSEL TELEFON ADAPTÖRÜ

Lezyonların görüntülerini akıllı telefonunuza kaydedin



### KUTUDA

Pakete dahil olan ilgili aksesuarlar



### KÜÇÜK TEMAS PLAKASI

Pigmentli lezyonlara erişim zorluğunu tespit etmek için



### KAMERA ADAPTÖRÜ

Lezyonların görüntülerini kameranıza kaydedin



### TELEFON KAPAK ADAPTÖRÜ

Dermaskop için iPhone ve Samsung telefon kılıfı



### YEDEK BATARYA

Değiştirme için 1000mAh Lityum iyon pil



**Address::** Cevizli Mh. Hacılar Cd. No:44/A Kartal - İstanbul / TURKEY  
**Phone :** +90 216 597 0 567 / +90 216 441 29 99 **Fax:** +90 216 397 15 15  
**W:** www.famed.com.tr **E:** info@famed.com.tr