



FAMED SAĞLIK TIBBİ CİHAZLAR
İTH. İHRC. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

DERMATOSKOP DE-200

Özellikleri

- 6 x Büyütme
- 20 mm geniş görüş alanı
- Polarize ışık aydınlatması
- Otomatik kapanma
- Evrensel Telefon Adaptörü
- Tamamı metal gövde



Dermatoskop, neşter gibi, eğitimli ellerde muhteşem bir alettir. Aynı zamanda dermatoloğun veya dermascope uygulamasının yardımıyla kendi kendine teşhis koymak için de harika bir araçtır.

Teknik Bilgiler

	Malzeme	Alüminyum ve Cam
	Optik Tasarım	Tamamı cam, 2 elemanlı 2 grup, yansıma önleyici kaplama
	Mercek Çapı	20mm
	Büyütme	6X
	Çarpıtma	8%
	Polarizasyon	2 LED beyaz polarize
	Çözünürlük	300 LP/MM (Eksen) 250 LP/MM (Kenar)
	Led Tipi	SMD LED boncuklar
	Pil Kapasitesi	200mAh Lityum iyon
	Dolum	USB-C
Çalışma Zamanı	90 dakika	

Address:: Cevizli Mh. Hacılar Cd. No:44/A Kartal - İstanbul / TURKEY
Phone : +90 216 597 0 567 / +90 216 441 29 99 Fax: +90 216 397 15 15

www.famed.com.tr

info@famed.com.tr