

DERMATOSKOP DE-4100




FAMED SAĞLIK TIBBİ CİHAZLAR
İTH. İHRC. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Teknik Bilgiler

Material	Alüminyum ve Cam
Optical Design	Tamamı cam, 4 elemanlı 3 grup, yansıma önleyici kaplama
Lens Diameter	33 mm (ön); 33mm(arka)
Magnification	10X
Distortion	8%
Polarization	6 LED beyaz polarizesiz, 4 LED sarı polarize, 12 LED beyaz polarize
Resolution	300 LP/MM (Eksen) 250 LP/MM (Kenar)
LED Type	SMD LED boncuklar
Battery Capacity	1000mAh Lityum iyon
Charging	USB-C
Working Time	3-6 saat



Polarizasyonsuz



Polarizasyon

Özellikleri

- 10 x Büyütme
- 32 mm geniş görüş alanı
- Polarize, polarize olmayan ve amber ışık aydınlatma
- Çıkarılabilir koruyucu cam
- Otomatik kapanma
- Birlikte verilen adaptör tüm telefonlara uyar
- Çıplak gözle algılama
- 3'lü parlak LED aydınlatma ışıkları parlaklık kontrolü seviyeleri
- Tamamı metal gövde



www.famed.com.tr



info@famed.com.tr



Aksesuarlar DE-4100



EVRENSEL TELEFON ADAPTÖRÜ

Lezyonların görüntülerini akıllı telefonunuza kaydedin



KUTUDA

Pakete dahil olan ilgili aksesuarlar



KÜÇÜK TEMAS PLAKASI

Pigmentli lezyonlara erişim zorluğunu tespit etmek için



KAMERA ADAPTÖRÜ

Lezyonların görüntülerini kameranıza kaydedin



TELEFON KAPAK ADAPTÖRÜ

Dermaskop için iPhone ve Samsung telefon kılıfı



YEDEK BATARYA

Değiştirme için 1000mAh Lityum iyon pil



Address:: Cevizli Mh. Hacılar Cd. No:44/A Kartal - İstanbul / TURKEY
Phone : +90 216 597 0 567 / +90 216 441 29 99 **Fax:** +90 216 397 15 15
W: www.famed.com.tr **E:** info@famed.com.tr