




FAMED SAĞLIK TIBBİ CİHAZLAR  
İTH. İHRC. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

# WOODS LAMBASI DE-215



UV Işık



Beyaz Işık



## Neye Sahip?

- **365nm UV Işığı:** Wood'un lambası yayan geniş bant ışık kaynakları 320nm arasındaki dalga boylarında ışık ve 400 nm, zirve noktası 365 nm'dir.
- **4,5X Büyütme:** Düşük distorsiyon büyütme
- **2000mAh Pil:** 6 saate kadar dayanıklı uzun süre ve istikrarlı teşhis sunar.

## Özellikleri

Mercek Çapı	50mm
Büyütme	4.5X
Ultraviyole Dalga Boyu	365nm
Radyasyon Yoğunluğu	3.5 mW/cm <sup>2</sup>
Pil Kapasitesi	2000mAh
Dolum	USB Tip-C
Çalışma zamanı	2-6 saat
Dimension	240mm*100mm*34mm(L*W*H)
Boyut	166.5g