

Endoskopi Ağızlığı



Isırma Bloğu



Biyopsi valfi

Endoskopi Ağızlığı Özellikleri

- Ayarlı lastik band sayesinde endoskopların ısırılma riskini azaltır..
- Silikon ağız koruması sayesinde hastayı rahatsız etmez.
- Fujinon-olympus-pentax endoskoplar ile uyumludur.
- Dişleri ve ağız tahriş etmez.
- Lateks içermez.
- Etilen oksit ile steril edilmiştir.
- Raf Ömrü 5 sene

Kalite

- ISO 13485:2012 kalite yönetim standardı koşullarında üretilmiştir.
- CE sertifikasına sahiptir.

Biopsy Valve

| Model | Karakteristik özellikler |
|-----------|--|
| GCR100908 | Tek kullanımlık, askılı, dil aparatlı yetişkinler için |

| Model | Karakteristik özellikler |
|-----------|---|
| FMD-BV-A1 | Tek kullanımlık, Olympus & Fujinon endoskopi için |
| FMD-BV-B1 | Tek kullanımlık, pentax endoskopi için |