

Kullanım Amacı

- Yüksek-frekans cerrahi donanım ve endoskopi ile uyumlu olarak kan pıhtılaşmasının yanı sıra sindirim kanalındaki ufak poliplerin veya fazlalık dokuların soyulması için kullanılır.



Özellikler

- Kullanımı kolay ve rahat
- Düz bir tüple ile endoskopi kanalından geçmesi kolay
- Delinmeye dayanıklı izolasyonla yüksek güvenilirlik



Tanımlayıcı Özellikler

Model	O.D.(mm)	Boy (mm)	Endoskopi Kanalı (mm)	Karakteristik özellikler
FMD-FD-23-160-O	2.3	1600	≥2.8	İğnesiz
FMD-FD-23-180-O	2.3	1800	≥2.8	
FMD-FD-23-230-O	2.3	2300	≥2.8	
FMD-FD-23-260-O	2.3	2600	≥2.8	
FMD-FD-23-160-W	2.3	1600	≥2.8	İğnesiz
FMD-FD-23-180-W	2.3	1800	≥2.8	
FMD-FD-23-230-W	2.3	2300	≥2.8	
FMD-FD-23-260-W	2.3	2600	≥2.8	