

# Tek Kullanımlık Polipektomi Snare

ENDOcept



Yüksek frekans altında polip veya dokuların çıkartılmasında kullanır.

## Tanımlayıcı Özellikler

Model	O.D. (mm)	Boy (mm)	İlmeğin Genişliği (mm)	İlmeğin Şekli	Karakteristik özellikler
FMD-SD-18-160-10-A1	1.8	1600	10	Oval	Tek kullanımlık, örgülü tel, döndürülebilir
FMD-SD-18-180-10-A1	1.8	1800	10		
FMD-SD-18-230-10-A1	1.8	2300	10		
FMD-SD-18-160-15-A1	1.8	1600	15		
FMD-SD-18-180-15-A1	1.8	1800	15		
FMD-SD-18-230-15-A1	1.8	2300	15		
FMD-SD-18-160-20-A1	1.8	1600	20		
FMD-SD-18-180-20-A1	1.8	1800	20		
FMD-SD-18-230-20-A1	1.8	2300	20		
FMD-SD-18-160-25-A1	1.8	1600	25		
FMD-SD-18-180-25-A1	1.8	1800	25		
FMD-SD-18-230-25-A1	1.8	2300	25		
FMD-SD-18-160-30-A1	1.8	1600	30		
FMD-SD-18-180-30-A1	1.8	1800	30		
FMD-SD-18-230-30-A1	1.8	2300	30		
FMD-SD-18-120-15-A1	1.8	1200	15		

Model	O.D. (mm)	Boy (mm)	İlmeğin Genişliği (mm)	İlmeğin Şekli	Karakteristik özellikler
FMD-SD-23-160-10-A1	2.3	1600	10	Oval	Tek kullanımlık, örgülü tel, döndürülebilir
FMD-SD-23-180-10-A1	2.3	1800	10		
FMD-SD-23-230-10-A1	2.3	2300	10		
FMD-SD-23-160-15-A1	2.3	1600	15		
FMD-SD-23-180-15-A1	2.3	1800	15		
FMD-SD-23-230-15-A1	2.3	2300	15		
FMD-SD-23-160-20-A1	2.3	1600	20		
FMD-SD-23-180-20-A1	2.3	1800	20		
FMD-SD-23-230-20-A1	2.3	2300	20		
FMD-SD-23-160-25-A1	2.3	1600	25		
FMD-SD-23-180-25-A1	2.3	1800	25		
FMD-SD-23-230-25-A1	2.3	2300	25		
FMD-SD-23-160-30-A1	2.3	1600	30		
FMDSD-23-180-30-A1	2.3	1800	30		
FMD-SD-23-230-30-A1	2.3	2300	30		
FMD-SD-23-160-35-A1	2.3	1600	35		
FMD-SD-23-180-35-A1	2.3	1800	35		
FMD-SD-23-230-35-A1	2.3	2300	35		
FMDSD-23-160-40-A1	2.3	1600	40		
FMD-SD-23-180-40-A1	2.3	1800	40		
FMD-SD-23-230-40-A1	2.3	2300	40		
FMD-SD-23-160-45-A1	2.3	1600	45		
FMD-SD-23-180-45-A1	2.3	1800	45		
FMD-SD-23-230-45-A1	2.3	2300	45		
FMD-SD-23-160-50-A1	2.3	1600	50		
FMD-SD-23-180-50-A1	2.3	1800	50		
FMD-SD-23-230-50-A1	2.3	2300	50		

Model	O.D. (mm)	Boy (mm)	İlmeğin Genişliği (mm)	İlmeğin Şekli	Karakteristik özellikler
FMD-SD-T-24 35230	2.4	2300	35	Oval	Tek kullanımlık döndürülebilir
FMD-SD-T-18 35180	1.8	1800	35		
FMD-SD-T-18 10120	1.8	1200	10		
FMD-SD-T-18 20120	1.8	1200	20		
FMD-SD-T-24 10180	2.4	1800	10		
FMD-SD-T-24 35180	2.4	1800	35		
FMD-SD-T-18 25180	1.8	1800	25		
FMD-SD-T-24 30230	2.4	2300	30		
FMD-SD-T-24 15180	2.4	1800	15		
FMD-SD-T-18 30180	1.8	1800	30		
FMD-SD-T-18 32120	1.8	1200	32		
FMD-SD-T-24 20230	2.4	2300	20		
FMD-SD-T-24 10230	2.4	2300	10		
FMD-SD-T-18 30120	1.8	1200	30		
FMD-SD-T-24 25230	2.4	2300	25		
FMD-SD-T-24 25180	2.4	1800	25		
FMD-SD-T-18 15120	1.8	1200	15		
FMD-SD-T-24 30180	2.4	1800	30		
FMD-SD-T-24 20180	2.4	1800	20		
FMD-SD-T-24 15230	2.4	2300	15		
FMD-SD-T-18 15180	1.8	1800	15		
FMD-SD-T-18 10180	1.8	1800	10		
FMD-SD-T-18 25120	1.8	1200	25		
FMD-SD-T-18 20180	1.8	1800	20		