



FAMED SAĞLIK TIBBİ CİHAZLAR ve SAN. TİC. LTD. ŞTİ.



Çok İstasyonlu

Ultrasonik Temizleme Üniteleri

Çok istasyonlu ultrasonik yıkama sistemleri temizlenmesi zor ve lağır kirliliğ gürubuna giren ürünlerin temizliğinde tercih edilir. En az iki istasyondan oluşur, gerekli temizlik adımlarına göre yedi istasyona kadar imal edilir.

250UT Pro D